

# Instrukcja obsługi konfiguracji wzroku Aplikacja ALIPS


Autor:

Damian Jamroży

## Opis konfiguracji

Aby skonfigurować dostęp do wzroku, użytkownik musi wejść w zakładkę konfiguracja, a następnie kliknąć przycisk „Konfiguruj”. Po wybraniu tej opcji, wczytana zostanie siatka konfiguracyjna. Należy pamiętać, że aplikacja internetowa wymaga dostępu do kamery internetowej użytkownika.

Ułożenie twarzy względem kamery zostało przedstawione na rysunku poniżej:



Grafika umiejscowiona po lewej stronie oznacza poprawne ułożenie twarzy oraz oświetlenia względem kamery, natomiast po prawej stronie widnieje niepoprawna pozycja ciała wraz ze zbyt niskim naświetleniem użytkownika.

Konfiguracja wzroku odbywa się za pomocą klikania na czerwone, a następnie pomarańczowe prostokąty (jednocześnie skupiając swój wzrok na kursorze), do momentu aż zmienią one swój kolor na zielony.

